



**GLOBAL MEDICAL**

EQUIPAMIENTO - DISPOSITIVOS - INSUMOS MEDICOS

### CARACTERISTICAS

Guantes de uso ambidiestro, con puño con reborde, reforzado asegurando fácil colocación y evitando que se enrolle.

Alta sensibilidad al tacto, muy elástico, se adapta perfectamente a la mano y no oprime. Gran sensación de comodidad. Libre de ciertos aditivos lo que disminuye el riesgo de alergias ocasionadas por aceleradores y coagulantes utilizados en algunos procesos de fabricación.

No estériles.

Producto desechable (un solo uso).



Fabricación: China

# GUANTE DE EXAMINACIÓN

Látex



Materiales	Látex
Color	Blanco
Talla	S, M, L, XL
Peso	5 gr-5,5 gr- 6 gr- 6,5 gr
Certificados	ISO, EU
Presentación	Sin polvo
Packing	100 unidades por caja.
Indicaciones	Protección personal, uso médico e industrial.
Instrucciones de uso	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificar la integridad del producto antes de su utilización guantes concebidos para un solo uso.</li><li>2. No reutilizar</li><li>3. Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.</li><li>4. Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior, para ello, doblar el manguito y quitárselos dando la vuelta.</li><li>5. Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente.</li></ol>
Almacenaje	Lugar seco

