

CUBRECALZADO POLIETILENO



GLOBAL MEDICAL

EQUIPAMIENTO - DISPOSITIVOS - INSUMOS MEDICOS

CARACTERISTICAS:

Cubre calzado descartable, ambidiestro, con elástico en los bordes para un mejor ajuste. Tela no tejida de polietileno antiestatizante. Su diseño impide la transferencia de agentes físicos, e incluso ofrece protección contra riesgos menores. Se recomienda utilizar siempre con calzado. Elaborado con material que permite la ventilación, antialérgico y no tóxico.

VENTAJAS:

- Buena elasticidad
- Alta resistencia al desgarro y/o ruptura
- Repelencia a líquidos
- No deja pasar el polvo
- No se deshilacha o despeluzca

APLICACIONES:

- Industria alimenticia
- Hospitales
- Laboratorios
- Supermercados
- Toda area donde no existan polvos tóxicos
- Uso general

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse para así descartar algún defecto de fabricación. Así mismo deberá ser desechado después de su uso.

COLORES DISPONIBLES:

- Azul



Producto Desechable