



**GLOBAL MEDICAL**

EQUIPAMIENTO - DISPOSITIVOS - INSUMOS MEDICOS

# COFIA PLISADA

## CARACTERISTICAS:

- Cofia desechable plisada, fabricada en tela 100% polipropileno, suave, ligera, respirable.
- La formación multidireccional con la que cuenta la hace más resistente al desgarre o ruptura.
- Permite perfecta ventilación y cumple con la función de retener la caída del cabello.
- Medida: 21"
- Gramaje: 10 gms.
- Presentación: Caja con 1.000 pzas ( 10 paq. con 100 pzas)

## VENTAJAS:

- No desprende partículas
- Fácil de usar
- Extremadamente ligero.

## APLICACIONES:

- Industria alimenticia
- Hospitales
- Laboratorios
- Supermercados
- Toda area donde no existan polvos tóxicos
- Uso general

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse para así descartar algún defecto de fabricación. Así mismo deberá ser desechado después de su uso.

## COLORES DISPONIBLES:

- Azul
- Blanco



**Producto Desechable**