

Descripción técnica:

Características de la mascarilla desechable KN95 con válvula

- Peso ligero
- Eficacia de filtrado >92%
- La válvula mejora la capacidad de exhalación y mejora la liberación del dióxido de carbono.
- Válvula de PVC
- Barra nasal adaptable para un ajuste perfecto y mayor comodidad
- Estándar: GB2626-2006 equivalente a EN149: 2001 + A1: 2009
- Color blanco
- Clase de protección: KN95/FFP2

Tabla de equivalencias de mascarillas FFP2 y normativas publicadas en el BOE*

Norma	Clasificación
EN 149:2001	FFP2
NIOSH-42CF84	N95, R95, P95
GB2626-2006	KN95
AS/NZ 1716:2012	P2
KMOEL - 2017-64	Korea 1st Class
Japan JMHLW- Notification 214.2018	DS

Cómo usar correctamente una mascarilla KN95 con válvula:

1. Coloca la máscara en tu cara
2. Lleve los lazos elásticos hasta detrás de las orejas
3. Pliegue el puente plástico sobre su nariz.
4. Es recomendable el uso de una mascarilla higiénica por encima de la máscara con válvula.