

FICHA Pechera Desechable, COMPLETA MANGA LARGA

PRODUCTO: CAPA POLIETILENO DESECHABLE

MATERIAL: PEBD 853/72 AL 88% (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD) y PEBDL (LINEAL) 118/21 AL 12%.

ESPESOR: 18 A 20 MICRONES (+/- 2)

EMBALAJE: PACK DE 200 UNIDADES EN ROLLOS

PRESENTACIÓN: FUNDA PROTECTORA DE POLIETILENO CON EL FIN DE PROTEGER EL PRODUCTO DE CONTAMINACIÓN EXTERNA Y CON ETIQUETA IDENTIFICADORA DEL FABRICANTE.

MEDIDAS: LARGO 195 CM - ANCHO 80 CM

