


PECHERA CON AJUSTE AL DEDO PULGAR

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Pechera plástica con ajuste al dedo pulgar - Nacional		
Marca:	global Medical		
Origen:	Chile		
Material:	Polietileno de Baja Densidad	30 micrones	
Color:	Celeste		
Tallas:	Única		
Presentación:	Eco Pack de 20 unidades		



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Nuestra pechera plástica es un elemento de protección personal que cubre el cuerpo del usuario otorgando mayor protección y seguridad. Cubre el largo total del brazo con ajuste al dedo pulgar. Material impermeable para proteger de salpicaduras y contaminación por contacto.		
Libre de látex:	Sí	Estéril:	
Tamaño:	115 x 110 cm	V 2.0	
Vigencia:	2 años desde su fecha de fabricación		
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Resistente:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>	Adaptable:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>
Hipoalergénico:	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input checked="" type="radio"/>	Respirable:	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input checked="" type="radio"/>	Impermeable:	Sí: <input checked="" type="radio"/> No: <input type="radio"/> No aplica: <input type="radio"/>

Pechera Polietileno de Baja Densidad de 30 Micrones, cubre el cuerpo del usuario hasta bajo la rodilla. Desde la base del cuello 110 cm.

Protección posterior hasta la escápula.

Manga larga de punta a punta en 202 cm con ojal para dedo pulgar.

Ancho cintura 98 cm. Con 2 tiras para fijación posterior de 54 cm de largo

Cuello redondo ajustable a la anatomía del usuario de 27 cm.

PROPIEDADES FÍSICAS

Ancho (cm)	Largo (cm)	Espesor (mm)	Peso (gr)	Diámetro	Otro
98 cm	110 cm	30 micrones	38 gr aprox	N/A	-



CUIDEMOS JUNTOS EL MEDIOAMBIENTE. SEPARADOS INDIVIDUALMENTE EN **ECO PACK DE 20 UNIDADES**

ENVASADO UNITARIO (OPCIONAL)
