



GLOBAL MEDICAL
EQUIPAMIENTO - DISPOSITIVOS - INSUMOS MEDICOS

GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX ESTÉRIL



Identificación de producto:

Guante Quirúrgico de Látex Estéril Bajo en Polvo

Color:

Blanco

Material:

Látex

Vida útil:

5 años

Presentación:

Caja dispensadora con 50 pares.

Método de esterilización:

Óxido de etileno

Tipo:

Anatómico

Registro sanitario:

DM/10GQ/0009/05

Recomendaciones de uso y de almacenamiento:

En todo procedimiento quirúrgico y otros definidos por el establecimiento. En las diversas áreas como pabellones (quirúrgicos, de cirugía menor, de procedimientos), laboratorio, dental, entre otros. Posee testigo de esterilización de color amarillo dorado/ café en cada sobre. Se recomienda almacenar protegidos del calor, humedad, luz intensa y ozono.

Propiedades físicas y dimensiones:

Talla	Código	Ancho (mm)	Largo (mm)	Espesor Promedio (mm)
6	GQA6091E	76 ± 6	265 mínimo	Punta dedo: 0,23 ± 0,01 Palma: 0,21 ± 0,01 Puño: 0,15 ± 0,01
6,5	GQA6591E	83 ± 6		
7	GQA7091E	89 ± 6		
7,5	GQA7591E	95 ± 6		
8	GQA8091E	102 ± 6		
8,5	GQA8591E	108 ± 6		
Pruebas mecánicas sin envejecimiento		Tensión: mínimo 24 mPa y Elongación: mínimo 700 %		
Pruebas mecánicas con envejecimiento		Tensión: mínimo 18 mPa y Elongación: mínimo 500 %		
Contenido de polvo y proteínas		0,6- 1 mg/dm ² máximo de polvo y < 200 µg/dm ² proteínas		