



**GLOBAL MEDICAL**

EQUIPAMIENTO - DISPOSITIVOS - INSUMOS MEDICOS

## TERMÓMETRO INFRARROJO MODELO



### Característica:

El termómetro infrarrojo del cuerpo sin contacto es muy fácil de usar.

Simplemente apunte y presione el botón y leerá la temperatura tan fácilmente.

Temperatura de medición rápida de 0.5 segundos, puede medir el cuerpo humano.

Medición de la temperatura corporal: apuntando hacia la frente con una distancia de 5-13 cm.

Color de retroiluminación diferente para diferentes rangos de temperatura en el modo Cuerpo

Asegurarse de que no haya vello, transpiración, cosméticos o gorro cubierto en la frente.

### Luz de fondo de la pantalla.

La temperatura corporal cambia en diferentes momentos del día y también se ve afectada por otras condiciones externas, como la edad, el sexo.

### Datos técnicos:

Nombre del producto: termómetro infrarrojo

Rango de medición: 32-43 (89.6-109.4)

Gente aplicable: ilimitada

Precisión de medición:  $\pm 0.2$  ° C ( $\pm 0.4$  ° F)

Distancia de medición: 5-13 cm

Apagado automático: dentro de 8S

Tamaño del producto: 165 mm × 95 mm × 45 mm

Baterías: 2XAAA