



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guante látex de examinación ligeramente empolvado.
Marca:	Tresor.
Material:	Látex natural de alta calidad.
Color:	Blanco Natural.
Tallas:	XS / S / M / L.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los guantes de látex son una excelente barrera física de protección personal contra sustancias no deseadas o peligrosas, son guantes ambidiestros, inodoros y muy flexibles. Son usados en procedimientos no estériles en área de salud, estética e industrial.		
Látex:	Sí.	Estéril:	No.
Polvo:	Sí, ligeramente empolvado.		
Componente del polvo:	Almidón de Maiz grado farma (USP).		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Anatómico:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Microtexturado:	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>	Resistente:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
Suave:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Flexible:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Elasticidad:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos.
 - Textura suave.
 - Desde el año 2002 la American Society For Testing And Materials (ASTM) recomienda para guantes de procedimientos hasta 10mg/dm² de polvo en el guante. Reutter a través de Tresor trabaja con menos de 10mg/dm² mejorando el estándar de bioseguridad internacional. Referencia warning FDA, enero 2017.

PROPIEDADES FÍSICAS

Cont. Humedad:	Bajo 0,8% x unidad.			Elongación al quiebre (%):	Min. 450%
Largo (mm):	Min. 230 mm.			Resistencia a la tracción:	Min. 12 (MPa).
Grosor mínimo (mm):	Dedo	Palma	Puño	Proteína:	Menos de 200 ug / dm ² .
	0,12	0,09	0,08	Polvo:	Menos de 10 mg / dm ² .

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Talla	Ancho	Largo	Espesor	Peso
XS	70 mm +/- 10%	min 220 mm	min 0,07 mm	min 4,0 gr +/- 0,2
S	80 mm +/- 10%	min 220 mm	min 0,07 mm	min 4,5 gr +/- 0,2
M	95 mm +/- 10%	min 230 mm	min 0,07 mm	min 5,0 gr +/- 0,2
L	111 mm +/- 10%	min 230 mm	min 0,07 mm	min 5,5 gr +/- 0,2